IMÁGENES MEDICAS PRÁCTICA 3 - 2025

Reconstrucción de Imágenes Tomográficas: Método Directo

1. Usando el programa ctsim generar un fantoma Shepp-Logan. Rasterizarlo para observar los niveles de gris. Alternativamente, usar radonskimage.py. Almacenarlo como PGM-Ascii. Usando imagej o una version modificada de read-write.c, ecualizar el histograma y ver la imagen generada:



- 2. Calcular las proyecciones usando los valores default de ctsim o la funcion radon().
- 3. Usar retroproyección filtrada para reconstruir la imagen. Calcular la imagen diferencia respecto a la imagen original. Exportarla y calcular el error de reconstrucción (normalizar la media de las imágenes reconstruidas antes de calcular el error).
- 4. Estudiar el error de reconstrucción como función de los parámetros de adquisición (número de detectores, etc) y de los parámetros de reconstrucción (filtro, etc).
- 5. Usando el programa CTSim-noise.c o la función numpy.random introducir ruido sobre el sinograma del fantoma de Shepp-Logan. reconstruir la imagen y estudiar el efecto del ruido utilizando diversos filtros.

- 6. Crear una imagen cuyo único objeto sea un pequeño círculo (D=5 pixels) centrado en el origen. Crear proyecciones paralelas (con 100 detectores cada una) y luego generar una imagen mediante retroproyección. Probar con 8, 16, 32 y 64 proyecciones. Repetir el proceso aplicando un filtro rampa a las proyecciones.
- 7. Supongamos que un elemento del detector de Rayos-X tiene una falla y no registra ninguna actividad. ¿Como se traduce este efecto en el sinograma? Reconstruir una imagen a partir de un sinograma con este defecto y evaluar los artefactos que produce.